

QUICKTIP


Faldalarm

Opsætning

Bruger


Opsætning skal foretages i My Starkey for at være aktivt.

- 1 Åbn **My Starkey**: for mere information, se My Starkey QuickTip.
- 2 For at påbegynde opsætning, vælg **Sundhed > Opsætning af faldalarmer**
- 3 Brugeren guides nu igennem informationsskærme med Faldalarmens funktioner. Tryk **Næste** på hver skærm for at påbegynde opsætningen.
- 4 Vælg **Prøveindikatorer** for at gennemgå alarmindikatorerne så de er genkendelige.




Bruger (fortsat)

- 5 Indtast navn og mobilnummer på op til tre kontakter for at sende dem invitationer. Hver kontakt skal bekræfte deltagelse inden for 72 timer. Kontakter vil stå som "afventer" og systemet forbliver inaktiv indtil mindst én kontakt har bekræftet deltagelse.



Kontakt

- 1 Hver kontakt tilføjet af brugeren modtager en SMS med anmodning om deltagelse i Faldalarm. En person kan være kontakt for mere end én bruger.
- 2 Tryk på linket i SMS-invitationen.
- 3 Bekræft telefonnummer
- 4 Vælg **Bekræft** for at deltage i Faldalarm
- 5 Kontakten modtager nu en besked der bekræfter deres deltagelse.



Framelding

For at framelde deltagelse i Faldalarm, kan en kontakt anvende linket i den oprindelige SMS-invitation. Hvis de trykker på linket, kan de vælge at framelde ved at trykke **For at fravælge faldalarm, tryk her**.


- 1 Indtast mobilnummer for at modtage bekræftelseskode på SMS.
- 2 Indtast bekræftelseskode.
- 3 Vælg **Fjern** ved siden af navn for at framelde.
- 4 Brugeren får notifikation om framelding.

Aktivt System

Bekræftelse fra mindst én kontakt påkræves før systemet er aktivt. Banneret på faldalarmskærmen vil vise "System Aktivt"

Når en kontakt har bekræftet deltagelse, vil der stå "Aktiv" ud for deres navn.

Når Faldalarmen er aktiv, kan et fald detekteres, eller brugeren kan sende en manuel alarm.



Andet

Fall Alert Notifications are not a Substitute for Emergency Services and will not Contact Emergency Services

Fall Alert notifications are merely a tool that may assist in communicating certain information to one or more third-party contacts the user has identified. My Starkey does not communicate with emergency services or provide emergency assistance in any way and is not a substitute for contacting professional emergency services. The operation of My Starkey's fall-detection features depends on wireless connectivity for both the user and the user's designated contact(s), and the feature will not successfully deliver a message if Bluetooth® or cellular connectivity is lost or interrupted at any point in the communication pathway. Connectivity can be lost under a number of circumstances, such as: a paired mobile device is out of range of the hearing aid(s) or otherwise loses connectivity with the hearing aid(s); the hearing aids or mobile device are not turned on or sufficiently powered; a mobile device is in airplane mode; a mobile device malfunctions; or if bad weather interrupts a mobile device's network connectivity.

Features may vary by country.

Fall Alert Feature is a General Wellness Product (Not Regulated as a Medical Device)

The Fall Alert feature is designed and distributed as a General Wellness product. The Fall Alert feature is not designed or in any way intended to detect, diagnose, treat, cure, or prevent any specific disease or particular, medical condition and is not targeted to any specific or particular population. Rather, the Fall Alert feature is designed only to detect that a user may have fallen and try to send a text message in response to such an event, in support of the user's general health.

Additional information can be found in the operations manual that comes with the hearing aid and the My Starkey End User License Agreement, which is available in My Starkey and must be read and agreed to before using My Starkey.

This app may have slight differences depending on your phone.

Starkey logo is a trademark of Starkey Laboratories, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Starkey is under license.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 3/23 FLYR4088-00-EN-ST

